

Produktspezifikationen:

- ✓ Einmalkatheter mit zwei seitlich versetzten Drainageaugen.
- ✓ Abgerundete, geschlossene Spitze.
- ✓ Weiches PVC-Material.
- ✓ DEHP-frei.
- ✓ Die Katheter eignen sich ausschließlich zum Einmalkatheterismus.



Nelatonspitze

HMN: 15.25.14.4001

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 08	20 cm	01/01/35/08/00/GHC	18320975
CH 10	20 cm	01/01/35/10/00/GHC	18320981
CH 12	20 cm	01/01/35/12/00/GHC	18320998
CH 14	20 cm	01/01/35/14/00/GHC	18321006
CH 16	20 cm	01/01/35/16/00/GHC	18321035



Seitlich versetzte Augen

Verpackungseinheit: 100 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen