

### Standard-Rollator Senio

Der Rollator Senio eignet sich dank seines robusten Stahlrohrrahmens für den täglichen Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Die Konstruktionsweise erlaubt eine Belastbarkeit von bis zu 136 kg. Für eine einfache und komfortable Bedienung lassen sich die ergonomisch geformten Schiebegriffe in der Höhe verstellen und somit individuell an die Körpergröße anpassen. Beidseitig installierte Bremsen sorgen für Sicherheit. Für eine gute Sichtbarkeit in der Dämmerung und Dunkelheit verfügt der Senio über Reflektoren.



Der stabile Sitz macht eine Ruhepause möglich. Große Räder mit pannensicherer PU-Bereifung sowie eine Ankipphilfe erleichtern die Fortbewegung. So lassen sich auch Bordsteine oder Unebenheiten im Gelände meistern. Für den Transport lässt sich Senio mit einem Handgriff zusammenklappen. Der Standard-Rollator und der Arthritis-Rollator Senio SRL werden serienmäßig inklusive Tablett, Transportkorb und Stockhalter geliefert.

**i Senio**  
Bischoff & Bischoff GmbH, Becker-Görling-Str. 13, 76307 Karlsbad,  
Tel. 0 72 48/92 09-2, [www.bischoff-bischoff.de](http://www.bischoff-bischoff.de)

### MTG Eagle Board und MTG EZ-Gripper

Das Eagle-Board ist eine vom US-Unternehmen MTG patentierte Unterstützung für Tetraplegiker und Anwender, die kaum noch Beweglichkeit und Kraft in den Fingern haben, um sich selbst zu katheterisieren. Das Eagle-Board kann als Hilfsmittel eingesetzt werden, auf dem der EZ-Gripper mit Schiebehilfe platziert und eingespannt wird. Durch die Schiebehilfe kann der Katheter vorgeschoben werden, ohne dass eine Fingerfertigkeit gegeben sein muss.



Mit dem MTG Eagle-Board und dem EZ-Gripper haben Tetraplegiker die Möglichkeit, sich selbstständig und ohne Hilfe von Angehörigen oder medizinischen Fachkräften zu katheterisieren und dadurch ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu wahren.

Das Vorschieben des Einmal-Katheters EZ-Gripper wird durch die patentierte Rückschub Sperre erleichtert, da der Katheter nach jedem Vorschub gesichert wird. Der Katheter wird nach und nach vorgeschoben, ohne zurückzurutschen, und kann somit kontrolliert und leicht eingeführt werden.

Ein weiterer Vorteil des MTG EZ-Gripper ist, dass der Katheter durch die Einführspitze so lange geschützt bleibt, bis die Einführspitze in den Harnröhreneingang eingeführt ist und der Katheter vorgeschoben wird. Somit wird die oftmals keimbesiedelte Harnröhrenmündung überbrückt und eine Keimeinschleusung in die Harnröhre und Blase durch das Vorschieben des Katheters minimiert. Das Risiko von Harnwegsinfektionen wird deutlich reduziert.

**i MTG Eagle Board, MTG EZ-Gripper**  
GHC – German Healthcare GmbH,  
Birkklück 15, 24999 Wees, Tel. 0 46 31/  
5 72 00-0, [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

### Clip PC 100 für gesunde Haltung

Häufig ist zu langes Sitzen in einer statischen Position verantwortlich für Rückenschmerzen. Beurer versucht, diesen Rückenproblemen entgegenzuwirken, und bringt mit dem Start-up 8sense den smarten Haltungstrainer PC 100 PostureControl auf den Markt.



Der PC 100 PostureControl wird unauffällig im Nackenbereich mittig am Kragen des Kleidungsstücks befestigt und lässt sich per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden. Mittels Körperscanning erfasst der Clip automatisch Mikrobewegungen, Aufrechtphasen, Positionswechsel und aktive Pausen. Bei zu langer eintöniger Sitzhaltung gibt der Sensor eine sanfte Vibration ab, die den Nutzer dazu auffordert, die Sitzposition zu verändern. Die Daten lassen sich mithilfe der kostenfreien „8sense“-App abrufen und auswerten.

Der Haltungstrainer hilft dem Anwender, bewusst an seinen Alltagsgewohnheiten zu arbeiten. Er unterstützt ein dynamisches Sitzverhalten, z. B. mit häufigen Positionswechseln. Dadurch kann eine einseitige Belastung der Muskulatur verhindert und ein besseres Körperempfinden gefördert werden. Der PC 100 PostureControl motiviert dazu, individuelle Aktivitätsziele zu erreichen und sich z. B. in der Mittagspause mehr zu bewegen.

**i PC 100**  
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218,  
89077 Ulm, Tel. 07 31/39 89-0,  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com)