

CARE FLOW

Transurethrale **Soft** 100% Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ In den CH.-Größen von 06 - 10 sind die Katheter mit einer stabilisierenden Führungsschiene ausgestattet.
- ✓ Sehr hoher Tragekomfort durch Soft-Silikonmaterial des Katheterschaftes.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustrationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich für die Langzeitdrainage.



Nelatonspitze

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 06	03 ml	31 cm	01/01/01/06/03/GHC	17883185
CH 08	05 ml	31 cm	01/01/01/08/05/GHC	17883216
CH 10	05 ml	31 cm	01/01/01/10/05/GHC	17883222
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/01/12/10/GHC	17883239
CH 14	10 ml	40 cm	01/01/01/14/10/GHC	17883251
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/01/16/30/GHC	17883268
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/01/18/30/GHC	17883274
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/01/20/30/GHC	17883280
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/01/22/30/GHC	17883297
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/01/24/30/GHC	17883305
CH 26	30 ml	40 cm	01/01/01/26/30/GHC	17883311

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

HMN: 15.25.15.6044



Ballonvolumen: 03-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen