

CARE FLOW

Transurethrale 100% Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Flötenspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Sehr gute Drainageleistung durch zentral offene Spitze, seitliches Drainageauge und großes Innenlumen, auch bei kritischen Urinbefunden.
- ✓ Atraumatische Flötenspitze ermöglicht gutes Vorschieben des Katheters.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustrationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich für die Langzeitdrainage.



Zentral offene Flötenspitze

HMN: 15.25.15.6048

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/07/12/10/GHC	17933747
CH 14	10 ml	40 cm	01/01/07/14/10/GHC	17933753
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/07/16/30/GHC	17933776
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/07/18/30/GHC	17933782
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/07/20/30/GHC	17933799
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/07/22/30/GHC	17933807

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 10-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen