


CARE FLOW

Transurethrale 100% Silikonkatheter 2-Wege Ballonkatheter mit Tiemannspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Atraumatische dilatierende Kugelspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeit-drainage.



Tiemannspitze

13

HMN: 15.25.15.6049

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/01/08/12/05/GHC	17933670
CH 14	20 ml	40 cm	01/01/08/14/20/GHC	17933687
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/08/16/30/GHC	17933693
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/08/18/30/GHC	17933701
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/08/20/30/GHC	17933718
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/08/22/30/GHC	17933724

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 5-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen