


CARE FLOW

Transurethrale 100% Silikonkatheter 2-Wege Ballonkatheter mit Tiemannspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Atraumatische dilatierende Kugelspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Tiemannspitze

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/01/12/12/05/GHC	01150606
CH 14	20 ml	40 cm	01/01/12/14/20/GHC	01150629
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/12/16/30/GHC	01150635
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/12/18/30/GHC	01150641
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/12/20/30/GHC	01150670
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/12/22/30/GHC	01150687
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/12/24/30/GHC	01150693

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril

HMN: 15.25.15.6097



Ballonvolumen: 5-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen