


Produktspezifikationen:

- ✓ Gefertigt aus hochwertigem silikonisiertem medizinischen Latex.
- ✓ Die Katheter bestechen durch ihren angenehmen Tragekomfort.
- ✓ Die sichere Fixierung der Katheter in der Blase wird durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml erzielt.
- ✓ Verwenden Sie hierfür unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Die Katheter eignen sich nur zur Kurzzeitdrainage von bis zu 5 Tagen.
- ✓ Diese Produkte enthalten Naturlatex, welches allergische Reaktionen auslösen kann.



Nelatonspitze

HMN: 15.25.15.5076

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/13/12/10/GHC	01150701
CH 14	10 ml	40 cm	01/01/13/14/10/GHC	01150859
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/13/16/30/GHC	01150865
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/13/18/30/GHC	01150871
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/13/20/30/GHC	01150888
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/13/22/30/GHC	01150919

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 10-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen