



CARE FLOW

Transurethrale Silikonelastomerkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Couvelairespitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Hohe Elastizität durch die Silikonummantelung an der inneren und äußeren Katheterwand.
- ✓ Optimale Drainageleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offene Couvelairespitze.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 60 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Couvelairespitze



Silikonelastomer – Latexkern mit Silikonummantelung

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	60 ml	40 cm	01/01/15/18/60/GHC	06434975
CH 20	60 ml	40 cm	01/01/15/20/60/GHC	06434952
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/15/22/60/GHC	06434969
CH 24	60 ml	40 cm	01/01/15/24/60/GHC	09710080

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen bis zu 60 ml

Abbildungen können vom Original abweichen