

CARE FLOW

Transurethrale 100% Silikonspülkatheter

3-Wege Ballonkatheter mit Dufourspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Optimale Drainage- und Spülleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offener Spitze.
- ✓ Atraumatische, knickstabile Dufourspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch großes Ballonvolumen.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenologische Darstellung der Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Dufourspitze

HMN: 15.25.15.3035

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	40 ml	40 cm	01/01/16/18/40/GHC	01151178
CH 20	50 ml	40 cm	01/01/16/20/50/GHC	01151184
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/16/22/60/GHC	01151190
CH 24	70 ml	40 cm	01/01/16/24/70/GHC	01151379

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 40-70 ml

Abbildungen können vom Original abweichen