



3-Wege Ballonkatheter

- ✓ Optimale Drainage- und Spülleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offener Spitze.
- ✓ Atraumatische, knickstabile Couvelairespitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch großes Ballonvolumen.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenologische Darstellung der Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Couvelairespitze

HMN: 15.25.15.3036



Ballonvolumen: 40-70 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	40 ml	40 cm	01/01/17/18/40/GHC	01151385
CH 20	50 ml	40 cm	01/01/17/20/50/GHC	01151391
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/17/22/60/GHC	01151416
CH 24	70 ml	40 cm	01/01/17/24/70/GHC	01151439

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen