

CARE FLOW

Transurethrale 100% Silikonspülkatheter

3-Wege Ballonkatheter mit Mercierspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Optimale Drainage- und Spülleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen.
- ✓ Atraumatische, knickstabile Mercierspitze zur komplikationslosen Passage der Prostata-loge.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch großes Ballonvolumen.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenologische Darstellung der Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Mercierspitze

HMN: 15.25.15.3037

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	40 ml	40 cm	01/01/18/18/40/GHC	01151511
CH 20	50 ml	40 cm	01/01/18/20/50/GHC	01151528
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/18/22/60/GHC	01151534
CH 24	70 ml	40 cm	01/01/18/24/70/GHC	01151540



Ballonvolumen: 40-70 ml

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen