

CARE FLOW

Transurethrale 100% Silikonspülkatheter

3-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Atraumatische Nelatonspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Optimale Drainage- und Spülleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die sichere Fixierung der Katheter in der Blase wird durch die hohe Ballonkapazität erzielt.
- ✓ Verwenden Sie hierfür unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Nelatonspitze

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/22/18/30/GHC	15618237
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/22/20/30/GHC	15618243
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/22/22/30/GHC	15618266
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/22/24/30/GHC	15618295

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen