


BLUECATH

Transurethrale *integral* 100% Silikonkatheter

2-Wege integral Ballonkatheter mit Nelatonspitze und Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den in den Schaft eingearbeiteten *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze,
integral Ballon

10

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/01/24/12/05/GHC	11850871
CH 14	05 ml	40 cm	01/01/24/14/05/GHC	11850888
CH 16	10 ml	40 cm	01/01/24/16/10/GHC	11850894
CH 18	10 ml	40 cm	01/01/24/18/10/GHC	11850902
CH 20	10 ml	40 cm	01/01/24/20/10/GHC	11850919
CH 22	10 ml	40 cm	01/01/24/22/10/GHC	11850925
CH 24	10 ml	40 cm	01/01/24/24/10/GHC	11850931

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril

HMN: 15.25.15.6095



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen