

Produktspezifikationen:

- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den in den Schaft eingearbeiteten *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze,
integral Ballon

HMN: 15.25.15.6050

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	41 cm	01/01/25/12/05/GHC	18064437
CH 14	05 ml	41 cm	01/01/25/14/05/GHC	18064443
CH 16	10 ml	41 cm	01/01/25/16/10/GHC	18064466
CH 18	10 ml	41 cm	01/01/25/18/10/GHC	18064472
CH 20	10 ml	41 cm	01/01/25/20/10/GHC	18064489
CH 22	10 ml	41 cm	01/01/25/22/10/GHC	18064495

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen