



BLUECATH

Transurethrale *integral* 100% Silikonkatheter

2-Wege integral Ballonkatheter mit Nelatonspitze und Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den in den Schaft eingearbeiteten *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze,
integral Ballon

11

HMN: 15.25.15.6051

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	41 cm	01/01/26/12/05/GHC	18064503
CH 14	05 ml	41 cm	01/01/26/14/05/GHC	18064526
CH 16	10 ml	41 cm	01/01/26/16/10/GHC	18064532
CH 18	10 ml	41 cm	01/01/26/18/10/GHC	18064549
CH 20	10 ml	41 cm	01/01/26/20/10/GHC	18064555
CH 22	10 ml	41 cm	01/01/26/22/10/GHC	18064561

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen