

CARE CON comfort | Typ I

Urinalkondome aus 100% Silikon

selbstklebend

Produktspezifikationen:

- ✓ Die CARE CON comfort überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einen sicheren Halt.
- ✓ Die Materialdicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt, und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
- ✓ Der stabile Schlauchansatz verhindert ein Abknicken des Urinalkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
- ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
- ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.
- ✓ Mit einer Schaftlänge von 8,0 cm und einer Klebefläche von 4,5 cm entspricht das CARE CON comfort den Anforderungen vieler Urinalkondomträger.



HMN: 15.25.04.7049

Durchmesser	Schaft / Klebefläche	Artikelnummer	PZN
25 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/25/GHC	17520554
28 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/28/GHC	17520583
30 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/30/GHC	17520620
32 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/32/GHC	17520637
36 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/36/GHC	17520643
41 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/41/GHC	17520666

Verpackungseinheit: 30 Stück

Verpackung: unsteril

Abbildungen können vom Original abweichen