

CARE CON special | Typ II

Urinalkondome aus 100% Silikon

selbstklebend

Produktspezifikationen:

- ✓ Die CARE CON special überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einem sicheren Halt, trotz der kurzen Schaftlänge.
- ✓ Die Dicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt - und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
- ✓ Der stabile Ansatz verhindert ein Abknicken des Urinalkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
- ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
- ✓ Mit einer Schaftlänge von 5,0 cm und einer Klebefläche von 4,0 cm entspricht das special-Modell den speziellen Anforderungen der Anwender mit zurückgezogenem, retrihiertem Penis.
- ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.



HMN: 15.25.04.7047

Durchmesser	Schaft / Klebefläche	Artikelnummer	PZN
25 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/25/GHC	17520672
28 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/28/GHC	17520689
30 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/30/GHC	17520703
32 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/32/GHC	17520726
36 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/36/GHC	17520732
41 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/41/GHC	17520749

Verpackungseinheit: 30 Stück

Verpackung: unsteril

Abbildungen können vom Original abweichen