

CARE CON active | Typ III

Urinkondome aus 100% Silikon

selbstklebend

Produktspezifikationen:

- ✓ Die CARE CON active überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einem sicheren Halt mit extra-langer Klebefläche.
- ✓ Die Dicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt - und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
- ✓ Der stabile Ansatz verhindert ein Abknicken des Urinkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
- ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
- ✓ Mit einer Schaftlänge von 8,0 cm und einer Klebefläche von 7,0 cm entspricht das active-Modell den speziellen Anforderungen der sportlichen und aktiven Anwender.
- ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.



HMN: 15.25.04.7048

Durchmesser	Schaft / Klebefläche	Artikelnummer	PZN
25 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/25/GHC	17520755
28 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/28/GHC	17520761
30 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/30/GHC	17520784
32 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/32/GHC	17520790
36 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/36/GHC	17520809
41 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/41/GHC	17520815

Verpackungseinheit: 30 Stück

Verpackung: unsteril

Abbildungen können vom Original abweichen