

Hydrophil beschichtete Silikonkatheter Typ Frau

Gebrauchsfertig durch integrierten Sterilwasser Beutel

Produktspezifikationen:

- ✓ **Ultrasofte Außenschicht zur Komfortmaximierung**
Sie besteht aus weichem Silikon mit einer ultrasoften Nanooberfläche. Sie reduziert die Verletzungsgefahr im kritischen Bereich zwischen dem Katheter und dem empfindlichen Harnröhrengewebe.
- ✓ **Feste Mittelschicht für leichteres Einführen**
Bestehend aus reinem Silikon, verleiht dem Katheter genau die Festigkeit, die zum schnellen und einfachen Einführen erforderlich ist. Sie sorgt für die leichte Handhabung des Katheters.
- ✓ **Biegsame Innenschicht für optimale Drainage**
Die aus biegsamen Silikon bestehende weiche Innenschicht ist knickfest und nutzt die wasserabweisenden Eigenschaften des Silikons, was die effiziente, zuverlässige Entleerung der Blase unterstützt. Sie sorgt dafür, dass der Katheter die Harnröhre ohne unnötigen Kraftaufwand passiert.
- ✓ **Leichte Handhabung durch einen speziellen Griff.**



HMN: 15.25.14.7073

Größe	Beschichtung	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	Hydrophil	15 cm	01/01/29/10/15/GHC	11124113
CH 12	Hydrophil	15 cm	01/01/29/12/15/GHC	11124136
CH 14	Hydrophil	15 cm	01/01/29/14/15/GHC	11124142
CH 16	Hydrophil	15 cm	01/01/29/16/15/GHC	11124159
CH 18	Hydrophil	15 cm	01/01/29/18/15/GHC	11124165

Verpackungseinheit: 30 Stück
Verpackung: steril



Ergonomischer Griff

Abbildungen können vom Original abweichen