

### Produktspezifikationen:

- ✓ **Ultrasofte Außenschicht zur Komfortmaximierung**  
 Sie besteht aus weichem Silikon mit einer ultrasoften Nanooberfläche. Sie reduziert die Verletzungsgefahr im kritischen Bereich zwischen dem Katheter und dem empfindlichen Harnröhrengewebe.
- ✓ **Feste Mittelschicht für leichteres Einführen**  
 Bestehend aus reinem Silikon, verleiht dem Katheter genau die Festigkeit, die zum schnellen und einfachen Einführen erforderlich ist. Sie sorgt für die leichte Handhabung des Katheters.
- ✓ **Biegsame Innenschicht für optimale Drainage**  
 Die aus biegsamen Silikon bestehende weiche Innenschicht ist knickfest und nutzt die wasserabweisenden Eigenschaften des Silikons, was die effiziente, zuverlässige Entleerung der Blase unterstützt. Sie sorgt dafür, dass der Katheter die Harnröhre ohne unnötigen Kraftaufwand passiert.
- ✓ **Leichte Handhabung durch Einführhilfe „Gripper“.**



### Typ Mann

Größe	Beschichtung	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	Hydrophil	40 cm	01/01/34G/10/40/GHC	09485476
CH 12	Hydrophil	40 cm	01/01/34G/12/40/GHC	09485482
CH 14	Hydrophil	40 cm	01/01/34G/14/40/GHC	09485499
CH 16	Hydrophil	40 cm	01/01/34G/16/40/GHC	09485507
CH 18	Hydrophil	40 cm	01/01/34G/18/40/GHC	09485513
CH 20	Hydrophil	40 cm	01/01/34G/20/40/GHC	09485536

### Typ Kind

Größe	Beschichtung	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 6	Hydrophil	25 cm	01/01/30G/06/25/GHC	09485430
CH 8	Hydrophil	25 cm	01/01/30G/08/25/GHC	09485447
CH 10	Hydrophil	25 cm	01/01/30G/10/25/GHC	09485453

**Verpackungseinheit:** 30 Stück

**Verpackung:** steril

HMN: 15.25.14.7054



Einführhilfe Gripper

Abbildungen können vom Original abweichen