


Hydrophil beschichtete Silikonkatheter Typ Frau

Einmalkatheter mit einer selbstbefeuchtenden Beschichtung

Produktspezifikationen:

- ✓ Gebrauchsfertige Einmalkatheter aus Silikon, mit einer selbstbefeuchtenden Beschichtung.
- ✓ Sofort einsetzbar, da keine weitere Aktivierung mit Wasser erforderlich ist. Die Produkte sind sofort gebrauchsfertig, direkt aus der Verpackung.

Ergonomischer Griff




M³ Technologie

- Extraweiche Aussenschicht für maximalen Komfort
- Feste Zwischenschicht für optimale Handhabung
- Biegsame Innenschicht für leichtes Einführen

Einzigartige CLEANGLIDE™ Beschichtung

HYDROSILGo™
Katheter mit M³-
Technologie



CLEANGLIDE™ Beschichtung

Hydrophile Beschichtung

HMN: 15.25.14.7077

| Größe | Beschichtung | Länge | Artikelnummer | PZN |
|-------|--------------|-------|--------------------|----------|
| CH 08 | Hydrophil | 10 cm | 01/01/31/08/10/GHC | 11727981 |
| CH 10 | Hydrophil | 10 cm | 01/01/31/10/10/GHC | 11727998 |
| CH 12 | Hydrophil | 10 cm | 01/01/31/12/10/GHC | 11728006 |
| CH 14 | Hydrophil | 10 cm | 01/01/31/14/10/GHC | 11728012 |
| CH 16 | Hydrophil | 10 cm | 01/01/31/16/10/GHC | 11728029 |
| CH 18 | Hydrophil | 10 cm | 01/01/31/18/10/GHC | 11728035 |

Verpackungseinheit: 30 Stück

Verpackung: steril



Einfache Handhabung

Abbildungen können vom Original abweichen