


Hydrophil beschichtete Silikonkatheter Typ Kind/Mann/Frau Gebrauchsfertig durch integrierten Sterilwasser Beutel

Produktspezifikationen:

- ✓ **Ultrasofte Außenschicht zur Komfortmaximierung**
Sie besteht aus weichem Silikon mit einer ultrasoften Nanooberfläche. Sie reduziert die Verletzungsgefahr im kritischen Bereich zwischen dem Katheter und dem empfindlichen Harnröhrengewebe.
- ✓ **Feste Mittelschicht für leichteres Einführen**
Bestehend aus reinem Silikon verleiht dem Katheter genau die Festigkeit, die zum schnellen und einfachen Einführen erforderlich ist.
- ✓ **Biigsame Innenschicht für optimale Drainage**
Die aus biegsamen Silikon bestehende weiche Innenschicht ist knickfest und nutzt die wasserabweisenden Eigenschaften des Silikons, was die effiziente, zuverlässige Entleerung der Blase unterstützt. Sie sorgt dafür, dass der Katheter die Harnröhre ohne unnötigen Kraftaufwand passiert.
- ✓ **Leichte Handhabung durch Einführhilfe „Gripper“.**



Typ Mann

Größe	Beschichtung	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	Hydrophil	40 cm	01/01/34G/10/40/GHC	09485476
CH 12	Hydrophil	40 cm	01/01/34G/12/40/GHC	09485482
CH 14	Hydrophil	40 cm	01/01/34G/14/40/GHC	09485499
CH 16	Hydrophil	40 cm	01/01/34G/16/40/GHC	09485507
CH 18	Hydrophil	40 cm	01/01/34G/18/40/GHC	09485513
CH 20	Hydrophil	40 cm	01/01/34G/20/40/GHC	09485536

Typ Kind

Größe	Beschichtung	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 6	Hydrophil	25 cm	01/01/30G/06/25/GHC	09485430
CH 8	Hydrophil	25 cm	01/01/30G/08/25/GHC	09485447
CH 10	Hydrophil	25 cm	01/01/30G/10/25/GHC	09485453

Typ Frau

Größe	Beschichtung	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	Hydrophil	15 cm	01/01/32/10/15/GHC	07613846
CH 12	Hydrophil	15 cm	01/01/32/12/15/GHC	07613852
CH 14	Hydrophil	15 cm	01/01/32/14/15/GHC	07613869
CH 16	Hydrophil	15 cm	01/01/32/16/15/GHC	07613875

Verpackungseinheit: 30 Stück

Verpackung: steril

HMN: 15.25.14.7054



Einführhilfe Gripper bei Typ Kind und Mann

Abbildungen können vom Original abweichen