


# CARE FLOW

## Transurethrale PVC Männer Einmalkatheter

Transparent mit Trichter und Nelatonspitze/Tiemannspitze, DEHP-frei

### Produktspezifikationen:

- ✓ Einmalkatheter mit zwei seitlich versetzten Drainageaugen.
- ✓ Abgerundete, geschlossene Nelatonspitze oder Tiemannspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Weiches PVC-Material.
- ✓ DEHP-frei.
- ✓ Die Katheter eignen sich ausschließlich zum Einmalkatheterismus.



Nelatonspitze



Tiemannspitze

### Nelatonspitze

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	40 cm	01/01/36/10/00/GHC	18321058
CH 12	40 cm	01/01/36/12/00/GHC	18321064
CH 14	40 cm	01/01/36/14/00/GHC	18321070
CH 16	40 cm	01/01/36/16/00/GHC	18321087
CH 18	40 cm	01/01/36/18/00/GHC	18321093

HMN: 15.25.14.4005

### Tiemannspitze

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	40 cm	01/01/37/12/00/GHC	18321124
CH 14	40 cm	01/01/37/14/00/GHC	18321130
CH 16	40 cm	01/01/37/16/00/GHC	18321147
CH 18	40 cm	01/01/37/18/00/GHC	18321153
CH 20	40 cm	01/01/37/20/00/GHC	18321176

HMN: 15.25.14.4025

**Verpackungseinheit:** 100 Stück

**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen