

CARE SET

Katheterlegeset Comfort und Comfort Plus

Produktspezifikationen:

- ✓ Das Katheterlege-Set ist in eine äußere und in eine innere Verpackung unterteilt.
- ✓ Die Bestandteile der äußeren Verpackung sind: Eine sterile 10 ml Spritze zum Entblocken des liegenden Katheters. Schleimhautdesinfektion Octenisept 15 ml
- ✓ Zusätzlich beim Comfort Plus in der äußeren Verpackung: Endosgel 6 ml.
- ✓ Die Bestandteile der inneren sterilisierten Verpackung benötigt man zur Neuanlage eines transurethralen Katheters.



Artikel	Artikelnummer	PZN
Comfort	01/01/99/KL/CO/GHC	14209815
Comfort Plus	01/01/99/KL/CP/GHC	14209821

Bestandteile der Katheterlege-Sets sind:


1 Schale



6 Tupfer



1 Pinzette



10 ml Spritze



Schleimhaut-
desinfektion



Octenisept, 15 ml

Zusätzlich im
Comfort Plus:



Endosgel, 6 ml

1 Blockerspritze
mit 10% Glycerin



3 NITRIL
Handschuhe



1 Schlitztuch



2 Unterlagen



Verpackungseinheit: 35 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen