


CARE FLOW

Suprapubische 100% Silikonkatheter *integral blue*

2-Wege Ballonkatheter mit Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet, so dass der Schaft keinen Kalibersprung hat. Schmerzhaftes Stauchen an der Faszia beim Einlegen des Katheters werden dadurch verhindert.
- ✓ Die Katheter zeichnen sich durch guten Tragekomfort aus.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung durch 100% Silikon.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Katheterspitze mit Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT - Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	41 cm	01/02/11/12/05/GHC	16841026
CH 14	05 ml	41 cm	01/02/11/14/05/GHC	16841032
CH 16	10 ml	41 cm	01/02/11/16/10/GHC	16841049
CH 18	10 ml	41 cm	01/02/11/18/10/GHC	16841061
CH 20	10 ml	41 cm	01/02/11/20/10/GHC	16841078
CH 22	10 ml	41 cm	01/02/11/22/10/GHC	16841084

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen