

# CARE FLOW Unibal

## Suprapubische 100% *integral* Silikonkatheter

### 2-Wege Ballonkatheter, kurz

#### Produktspezifikationen:


- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.



Zentral offene Spitze,  
*integral* Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	33 cm	01/02/13/10/03/GHC	01152746
CH 12	05 ml	33 cm	01/02/13/12/05/GHC	01152812
CH 14	05 ml	33 cm	01/02/13/14/05/GHC	01152829
CH 16	10 ml	33 cm	01/02/13/16/10/GHC	01152841
CH 18	10 ml	33 cm	01/02/13/18/10/GHC	01152918
CH 20	10 ml	33 cm	01/02/13/20/10/GHC	01152924
CH 22	10 ml	33 cm	01/02/13/22/10/GHC	01152947

**Verpackungseinheit:** 10 Stück  
**Verpackung:** steril



Ballonvolumen: 03-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen