

CARE FLOW UNIBAL

Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem integral Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Die Katheter bestechen durch ihren angenehmen Tragekomfort.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT - Kompatibilität.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/14/10/03/GHC	10198115
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/14/12/05/GHC	10198121
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/14/14/05/GHC	10198138
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/14/16/10/GHC	10198144
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/14/18/10/GHC	10198150
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/14/20/10/GHC	10198167
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/14/22/10/GHC	10198173

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 03-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen