

CARE FLOW Unibal

Suprapubisches Wechselset, inkl. PTFE-Führungsdraht

2-Wege integral Ballonkatheter mit Wechseldraht

Produktspezifikationen:

Bestandteile des Wechselset

- 100% Silikon *integral* Ballonkatheter
- Wechseldraht teflonbeschichtet

- ✓ *Integral* Ballonkatheter mit übergangslos in den Katheterschaft eingearbeitetem Ballon.
- ✓ Führungstabiler teflonbeschichteter Wechseldraht.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ Wechseldraht teflonbeschichtet, 80 cm Länge, 3 cm gerade flexible Spitze, Drahtdurchmesser 0,035"



Zentral offene Spitze, *integral* Ballon

Führungsdraht

Draht	Spitze	Länge	Artikelnummer	PZN
besch.	3 cm flex.	80 cm	01/02/18/80/35/GHC	14166431

Verpackungseinheit: 1 Stück

Verpackung: steril

Wechselset, inkl. Führungsdraht

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/16/10/03/GHC	01153154
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/16/12/05/GHC	01153160
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/16/14/05/GHC	01153183

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 03-05 ml

Abbildungen können vom Original abweichen