

# BLUECATH

## Suprapubische 100% *integral* Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Dilatationsspitze und Stopfen

### Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszia beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Dilatationsspitze mit zentraler Bohrung.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.



*Dilatationsspitze mit zentraler Bohrung, integral Ballon*

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/21/12/05/GHC	11850948
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/21/14/05/GHC	11850954
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/21/16/10/GHC	11850983
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/21/18/10/GHC	11851008
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/21/20/10/GHC	11851014
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/21/22/10/GHC	11851020

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril



*Ballonvolumen: 05-10 ml*

Abbildungen können vom Original abweichen