


BLUECATH

Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Dilatationsspitze und Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Dilatationsspitze mit zentraler Bohrung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.



Dilatationsspitze mit zentraler Bohrung, *integral* Ballon

27

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/21/12/05/GHC	11850948
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/21/14/05/GHC	11850954
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/21/16/10/GHC	11850983
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/21/18/10/GHC	11851008
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/21/20/10/GHC	11851014
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/21/22/10/GHC	11851020

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen