


BLUECATH

Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Stopfen, kurz

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	33 cm	01/02/23/12/05/GHC	11851149
CH 14	05 ml	33 cm	01/02/23/14/05/GHC	11851155
CH 16	10 ml	33 cm	01/02/23/16/10/GHC	11851161
CH 18	10 ml	33 cm	01/02/23/18/10/GHC	11851178
CH 20	10 ml	33 cm	01/02/23/20/10/GHC	11851184
CH 22	10 ml	33 cm	01/02/23/22/10/GHC	11851190

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen