

mtg ISK-Einmalkatheter EZ-Gripper®

Mit Schiebehilfe, Einführspitze und integriertem Auffangbeutel

Gebrauchsfertig, mit Gleitgel beschichteter Einmal-Katheter

Produktspezifikationen:

- ✓ Patentierte EZ-Gripper® als Schiebehilfe ermöglicht Anwendern mit sehr eingeschränkter Handfunktion das selbstständige Selbstkatheterisieren.
- ✓ Durch die Einführspitze wird der oftmals keimbesiedelte Harnröhreneingang überbrückt, so dass das Risiko wiederkehrender Harnwegsinfektionen reduziert wird.
- ✓ Das EZ-Advancer®-Ventil von MTG sichert den Katheter nach jedem Vorschieben, so dass ein Zurückrutschen in den Beutel während des Einführens verhindert wird.
- ✓ Abgerundete, feuerpolierte, glatte Augen ermöglichen ein atraumatisches Einführen und Vorschieben des Katheters in die Blase.
- ✓ Der Katheter ist sofort einsetzbar, da das Gleitgel bereits auf dem Katheter haftet.
- ✓ Der Auffangbeutel hat ein Fassungsvermögen von 1500 ml.



Schiebehilfe EZ-Gripper®



Größe	Beschichtung	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	Gleitgel	40 cm	01/05/11/01/12/40	16135972
CH 14	Gleitgel	40 cm	01/05/11/01/14/40	16135989
CH 16	Gleitgel	40 cm	01/05/11/01/16/40	16135995

Verpackungseinheit: 25 Stück

Verpackung: einzeln steril



Reduziertes Infektionsrisiko durch Einführspitze

Abbildungen können vom Original abweichen