

# mtg Eagle® Board für den Mann

## Zur Verwendung mit MTG EZ-Gripper®

### Unterstützung für ISK bei stark eingeschränkter Fingerfertigkeit

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Patentiertes MTG Eagle®-Board ermöglicht Anwendern mit sehr eingeschränkter Handfunktion das Selbstkatheterisieren mit dem ISK-Katheter MTG EZ-Gripper®.
- ✓ Aufsetzflügel mit entsprechenden Schrauben sorgen für guten Halt auf den Oberschenkeln des Anwenders.
- ✓ Haken des MTG Eagle®-Board sorgt unterstützend für festen Halt durch Einhaken in der Hose.
- ✓ Haken des MTG Eagle®-Board sorgt unterstützend für festen Halt durch Einhaken in der Hose.
- ✓ Speziell konzipierte Gehäusevorrichtung für den MTG EZ-Gripper® auf dem MTG Eagle®-Board.



*Schellenvorrichtung zur Stabilisierung des Penis*



38

- ✓ Schellenvorrichtung zur Stabilisierung des Penis.
- ✓ Sanfte Nutzung durch Schutzpolster für Aufsetzflügel sowie für Schellen.
- ✓ Lieferumfang: MTG Eagle®-Board, Hilfe zur Penisgrößenbestimmung und Schutzpolster, vorgestanzt, in unterschiedlichen Größen.

Artikelnummer	PZN
01/05/99/08/01	16134228

**Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**Verpackung:** unsteril



*Aufsetzflügel für Oberschenkel*

Abbildungen können vom Original abweichen