

# CARE VENT

## CAREVENT Katheterventil

### zur individuellen selbstständigen Harnblasenentleerung

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Optimale Lösung für den mobilen und selbstständigen Anwender, der erstmalig für einen begrenzten Zeitraum oder auch dauerhaft mit einem transurethralen oder suprapubischen Katheter versorgt wird.
- ✓ Durch das Katheterventil wird die Blasenmuskulatur weiter ständig trainiert, somit bleibt die Blasenfunktion vollständig erhalten. Die Blasenentleerung findet im natürlichen Rhythmus des Anwenders statt. Dies erhöht nachhaltig die Lebensqualität.
- ✓ Die spezielle Konstruktion verhindert ein Nachtropfen von Urin, nach dem selbstständigen Schließen des Ventils. So wird eine hygienische Handhabung gewährleistet.
- ✓ Die farbliche Kennung der Dreh- und Schieberegler macht die Einhandbedienung denkbar einfach.
- ✓ Für eine ungestörte Nachtruhe ist es möglich mittels eines Silikonschlauchverbinders das Ventil an ein Beutelsystem anzuschließen.



HMN: ist beantragt

Gewicht	Artikelnummer	PZN
6g	03/02/10/01/GHC	01914676

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. 04631-57200-0 | Fax 04631-57200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)