

CARE FLOW und CARE VENT Katheterventile zur individuellen selbstständigen Harnblasenentleerung

Produktspezifikationen:

- ✓ Optimale Lösungen für mobile und selbstständige Anwender mit einem transurethralen oder suprapubischen Katheter.
- ✓ Durch ein Katheterventil wird die Blasenmuskulatur weiter ständig trainiert, somit bleibt die Blasenfunktion vollständig erhalten. Die Blasenentleerung kann im natürlichen Rhythmus des Anwenders stattfinden. Dies erhöht nachhaltig die Lebensqualität.
- ✓ Für eine ungestörte Nachtruhe ist es möglich, mittels eines fest angebrachten Silikonschlauchverbinders das Ventil an ein Beutelsystem anzuschließen.
- ✓ Durch das Umlegen des Kippventils um 180° ist das CARE FLOW Katheterventil vollständig geöffnet und zusätzlich in einer sicheren Position fixiert. Dies verhindert ein versehentliches Schließen.



HMN: 15.25.16.0031



Pfeile weisen auf offene / geschlossene Position hin



Katheterventil geschlossen



Katheterventil bei 180° Stellung offen

CARE FLOW Katheterventil

Gewicht	Artikelnummer	PZN
3g	03/02/10/00/GHC	12378382

Verpackungseinheit: 5 Stück

Verpackung: steril

- ✓ Die spezielle Konstruktion des CARE VENT verhindert ein Nachtropfen von Urin, nach dem selbstständigen Schließen des Ventils. So wird eine hygienische Handhabung gewährleistet.
- ✓ Die farbliche Kennung der Dreh- und Schieberegler macht die Einhandbedienung denkbar einfach.

CARE VENT Katheterventil

Gewicht	Artikelnummer	PZN
6g	03/02/10/01/GHC	01914676

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: einfach steril



HMN: 15.25.16.0019

Abbildungen können vom Original abweichen