

# CARE FLOW Katheterventil

## zur individuellen selbstständigen Harnblasenentleerung

### Produktspezifikationen:

- ✓ Optimale Lösung für den mobilen und selbstständigen Anwender, der erstmalig für einen begrenzten Zeitraum oder auch dauerhaft mit einem transurethralen oder suprapubischen Katheter versorgt wird.
- ✓ Durch das Katheterventil wird die Blasenmuskulatur weiter ständig trainiert, somit bleibt die Blasenfunktion vollständig erhalten. Die Blasenentleerung findet im natürlichen Rhythmus des Anwenders statt. Dies erhöht nachhaltig die Lebensqualität.
- ✓ Für eine ungestörte Nachtruhe ist es möglich mittels eines fest angebrachten Silikonschlauchverbinders das Ventil an ein Beutelsystem anzuschließen.
- ✓ Durch das Umlegen des Kippventils um 180° ist das CAREFLOW Katheterventil vollständig geöffnet und zusätzlich in einer sicheren Position fixiert. Dies verhindert ein versehentliches schließen während der Nacht.



HMN: 15.25.16.0031



Pfeile weisen auf offene / geschlossene Position hin



Katheterventil geschlossen



Katheterventil bei 180° Stellung offen

Gewicht	Artikelnummer	PZN
3g	03/02/10/00/GHC	12378382

**Verpackungseinheit:** 5 Stück  
**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen