

CARE FLOW UB 2000S

Geschlossene Urindrainagesysteme

Füllvolumen: 2000 ml, weicher Schlauch

Produktspezifikationen:

- ✓ Urindrainagesystem mit Tropfkammer verhindert das Aufsteigen von Keimen und somit von Infektionen.
- ✓ Schlauch mit großem Innenlumen aus weichem Material sichert ein sehr gutes Abfließen des Urins und hohen Anwendungskomfort.
- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Bakterien- und flüssigkeitsdichte Belüftungsfilter sorgen für einen permanenten Druckausgleich.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns im Doghouse.
- ✓ Aufgesetzter T-Ablasshahn.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
2000 ml	120 cm	04/02/2000S/120	18728133
2000 ml	90 cm	04/02/2000S/90	18728179

Verpackungseinheit: 50 Stück

Verpackung: steril

HMN: 15.25.07.0003

Der **CARE FLOW BAG** dient als Sichtschutz für die **CARE FLOW UB 2000** als diskrete Aufbewahrung der Bettbeutel.

Produktspezifikationen:

- ✓ Durch praktische Klettverschlüsse ist der Sichtschutz schnell und einfach am Urinbeutel angebracht. Ein weiterer Klettverschluss auf der Vorderseite erlaubt eine saubere und unkomplizierte Entnahme des Ablasshahns sowie dessen Rückführung.
- ✓ Der Sichtschutz besteht aus 100% Polypropylen (PP) und ist somit u.a. beständig gegen organische Säuren.
- ✓ Der Sichtschutz ist hellgrau, bei 30° waschbar und so zur Wiederverwendung geeignet.



Artikelnummer	PZN
04/99/01/945/GHC	09764331

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: nicht steril

Abbildungen können vom Original abweichen