

# CARE FLOW UB 2000

## Geschlossene Urindrainagesysteme

Füllvolumen: 2000 ml

### Produktspezifikationen:

- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Bakterien- und flüssigkeitsdichte Belüftungsfilter sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage in den Systemen erzielt.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns im Doghouse.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
2000 ml	120 cm	04/02/2000/120/GHC	06718922
2000 ml	90 cm	04/02/2000/90/GHC	09151597

**Verpackungseinheit:** 20 Stück

**Verpackung:** steril

HMN: 15.25.07.0050

Der **CARE FLOW BAG** dient als Sichtschutz für die **CARE FLOW UB 2000** als diskrete Aufbewahrung der Bettbeutel.

### Produktspezifikationen:

- ✓ Durch praktische Klettverschlüsse ist der Sichtschutz schnell und einfach am Urinbeutel angebracht. Ein weiterer Klettverschluss auf der Vorderseite erlaubt eine saubere und unkomplizierte Entnahme des Ablasshahns sowie dessen Rückführung.
- ✓ Der Sichtschutz besteht aus 100% Polypropylen (PP) und ist somit u.a. beständig gegen organische Säuren.
- ✓ Der Sichtschutz ist hellgrau, bei 30° waschbar und so zur Wiederverwendung geeignet.



Artikelnummer	PZN
04/99/01/945/GHC	09764331

**Verpackungseinheit:** 10 Stück  
**Verpackung:** nicht steril

Abbildungen können vom Original abweichen