

CARE FLOW UB 4000TUR Geschlossenes TUR Spülbeutelsystem Mit Pumpball zur kontrollierten postoperativen Blasenspülung Füllvolumen: 4000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Der Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht eine sichere und korrekte Befestigung an den unterschiedlichsten Bettholmen.
- ✓ Die Bakterien- und flüssigkeitsdichten Belüftungsfilter sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.
- ✓ Durch das kontrollierte Spülen der Blase mit dem am Zuleitungsschlauchsystem integrierten Pumpball, kann das postoperativ mögliche Austamponieren der Blase vermieden werden.
- ✓ Eine auf dem Beutel aufgebrachte Rückstecklasche garantiert eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
4000 ml	120 cm	04/02/4000/TUR/GHC	06189004

HMN: 15.25.09.0008



Pumpball

Unter Einsatz vom Pumpball und der beiden Schlauchklemmen, ist es in einem speziellen Zusammenspiel dieser Komponenten möglich, die Blase wie auch das Schlauchsystem von Blutkoageln bzw. Prostataspänen frei zuspülen.



Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn im Doghouse

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen