

CARE FLOW UB 4000

Geschlossenes Urindrainagesystem

Füllvolumen: 4000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Der Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht eine sichere und korrekte Befestigung an den unterschiedlichsten Bettholmen.
- ✓ Die Bakterien- und flüssigkeitsdichten BelüftungsfILTER sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.
- ✓ Eine übersichtliche Skalierung sorgt für eine sichere Volumenkontrolle.
- ✓ Eine auf dem Beutel aufgebrachte Rückstecklasche garantiert eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
4000 ml	120 cm	04/02/4000/120/GHC	06718939

HMN: 15.25.09.0009

46



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn im Doghouse

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 20 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen