

CARE FLOW UB 1000 Urindrainagesysteme

Beinbeutelssysteme für den Tag & die Nacht

Füllvolumen: 1000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Geschlossenes Urindrainagesystem.
- ✓ Die bakterien- und flüssigkeitsdichten Belüftungsfiter sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage in den Systemen erzielt.
- ✓ Eine Rücksteckklase garantiert eine sichere und hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Urinentnahmestelle.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	HMN
1000 ml	30 cm	04/03/1000/30/GHC	06718885	15.25.07.1012
1000 ml	60 cm	04/03/1000/60/GHC	06718891	15.25.07.1013
1000 ml	90 cm	04/03/1000/90/GHC	06718916	15.25.07.1014



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 30 Stück
Verpackung: steril

Halterungen für Beinbeutel Seite 55-60.

Abbildungen können vom Original abweichen