

CARE FLOW UB 2000E, UB 2000US, UB 2000USo

Sterile/ Unsterile Einmalbettbeutel mit Halterung

Füllvolumen: 2000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Das System ist mit einem universellen Stufenkonus ausgestattet und kann dadurch an alle gängigen Katheter angeschlossen werden.
- ✓ Die Produkte sind für den täglichen Wechsel ausgelegt.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Systemen. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.
- ✓ Für die Befestigung den unterschiedlichen Bettholmen benutzen Sie den unten abgebildeten Zwillingshalter.
- ✓ Der Urinbeutel wird durch das T- Ablasventil sicher entleert (außer bei UB2000 USo).



UB2000USo ohne Ablasshahn

Produkt	Volumen	Sterilität	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	HMN
UB 2000E	2000 ml	Steril	90 cm	04/04/2000/90/GHC	06718945	15.25.06.3025
UB 2000US	2000 ml	Unsteril	90 cm	04/06/2000/90/GHC	12418549	15.25.06.1047
UB 2000US	2000 ml	Unsteril	130 cm	04/06/2000/130/GHC	08845487	15.25.06.1047
UB 2000USo (ohne Ablasshahn)	2000 ml	Unsteril	90 cm	04/07/2000/90/GHC	08845501	15.25.06.0024

UB 2000E: **Verpackungseinheit:** 100 Stück, **Verpackung:** steril

UB 2000US: **Verpackungseinheit:** 100 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück

UB 2000USo: **Verpackungseinheit:** 150 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück

53

Halterung für UB 2000E, UB 2000US und UB 2000USo

- ✓ Bettbeutelhalterung aus Kunststoff mit Zwillingshalter. Ausgestattet mit zwei Dornen zur Aufnahme der Einmalbettbeutel an ihren vorgestanzten Ösen.



Artikelnummer	PZN
04/99/BHL/PVC/GHC	06718951

Verpackungseinheit: 100 Stück **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
Verpackung: nicht steril

Abbildungen können vom Original abweichen