

CARE FLOW UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo

Unsterile Einmalbettbeutel/Sekretbeutel ohne Ablassventil

Füllvolumen: 2000 ml, 1500 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Beutel sind mit einem universellen Stufenkonnektor ausgestattet, so dass die Beutel an alle gängigen Katheter angeschlossen werden können.
- ✓ Die Produkte sind zum Einmalgebrauch ausgelegt.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Beuteln, so dass der Gefahr aufsteigender Infektionen wirksam vorgebeugt wird (außer beim SB 1500USo).
- ✓ Für die Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen benutzen Sie den unten abgebildeten Zwillingshalter.




Produkt	Volumen	Schlauchlänge	Refluxventil	Artikelnummer	PZN	HMN
UB 2000USo	2000 ml	90 cm	ja	04/07/2000/90/GHC	08845501	15.25.06.0024
UB 1500USo	1500 ml	90 cm	ja	04/07/1500/90/01	16839791	ist beantragt
SB 1500USo	1500 ml	90 cm	nein	04/07/1500/90/00	16839785	-

54

- UB 2000USo: **Verpackungseinheit:** 150 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
- UB 1500USo: **Verpackungseinheit:** 200 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
- SB 1500USo: **Verpackungseinheit:** 200 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück

Halterung für UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo

- ✓ Bettbeutelhalterung aus Kunststoff mit Zwillingshalter. Ausgestattet mit zwei Dornen zur Aufnahme der Einmalbettbeutel an ihren vorgestanzten Ösen.



Artikelnummer	PZN
04/99/BHL/PVC/GHC	06718951

Verpackungseinheit: 100 Stück **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
Verpackung: nicht steril

Abbildungen können vom Original abweichen