

# CARE FIX

## Kletthalteband Universal

individuell kürzbar

### Produktspezifikationen:

- ✓ Kletthalteband mit zwei aufgenähten Klettschlaufen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.
- ✓ Das elastische Material vermeidet bestmöglich eine Störung der Blutzirkulation am Ober- bzw. Unterschenkel.
- ✓ 70 cm langes Klettband individuell kürzbar zum Tragen am Ober- als auch am Unterschenkel.
- ✓ Es eignet sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutel-systeme: UB 1000, UB 750, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



55

### Pflegehinweise:

- 60°
- Nicht in den Trockner geben
- Nicht bügeln



Länge	Artikelnummer	PZN
70 cm	05/01/BKL/Uni/GHC	06718968

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** unsteril

HMN: 15.99.99.0008

Abbildungen können vom Original abweichen