

# CARE FIX

## Oberschenkelstulpen Größen: XL, L, M

### Produktspezifikationen:

- ✓ Die Oberschenkelstulpen ist aus weichem waschbaren Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeutel tasche.
- ✓ Rückseitig aufgebrachter Silikonstreifen, ermöglicht einen bestmöglichen Halt der Stulpe.
- ✓ Beidseitig tragbar.
- ✓ Aufnahme der Beinbeutel durch die mittels Klettverschluss zu öffnende integrierte Tasche; inklusive Öffnung für Ablasshahn.
- ✓ Die CARE FIX Stulpen eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelsysteme: UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



58

- 60°
- Nicht in den Trockner geben
- Nicht bügeln

Gemessen wird mittig am Oberschenkel.

### Oberschenkelstulpen

Größe	Artikelnummer	PZN
XL	05/02/12/XL/GHC	09080408
L	05/02/12/L/GHC	09080383
M	05/02/12/M/GHC	09080377

**Größenumfang:** XL = 61 cm, L = 58 cm, M = 54 cm

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** unsteril



HMN: 15.99.99.0009

Abbildungen können vom Original abweichen