

CARE DRESS

Abdominales PEG Verbandset

Produktspezifikationen:

- ✓ Abdominales PEG Verbandset zur optimalen Versorgung der PEG-Punktionsstelle.



66

Verpackungsinhalt:

- 1 x Stretch Pflaster 12 x 15 cm
- 3 x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 8-fach
- 2 x Vliesschlitzkompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach
- Verpackt in 1 Tiefziehpackung -

Artikelnummer PZN

08/02/PEG/GHC 05461059

Verpackungseinheit: 15 Sets

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen