



Verbandset

- ✓ Suprapubisches Verbandset mit Schlitzkompressen zur optimalen Versorgung der suprapubischen Punktionsstelle.
- ✓ Das beigefügte kleinere Pflaster dient der vorübergehenden Fixierung des suprapubischen Katheters an der Bauchdecke und verhindert so ein Verrutschen des Katheters.



Verpackungsinhalt:

- 1 x Stretch Pflaster 10 x 10 cm
- 1 x Stretch Pflaster 5 x 3 cm
- 3 x Vlieskompressen 5 x 5 cm, 6-fach
- 2 x Vliesschlitzkompressen 5 x 5 cm, 6-fach
- Verpackt in 1 Tiefziehpackung -

Artikelnummer	PZN
08/02/VS/GHC	06718974

Verpackungseinheit: 25 Sets

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen