

# Curan Complete & Closed System

## IK Einmalkatheter mit integriertem Auffangbeutel, für Frau & Mann




### IK-Einmalkatheter

- ✓ Komplette Systeme mit Einmalkatheter und integriertem Auffangbeutel.
- ✓ Gute Gleitfähigkeit durch Hydrogelbeschichtung.
- ✓ Polierte Drainageaugen ermöglichen angenehmes Einführen und beugen Irritationen oder Verletzungen der Harnröhrenschleimhaut vor.
- ✓ Einmalkatheter sind sofort gebrauchsfertig.
- ✓ Das Kathetermaterial ist frei von Phthalat.
- ✓ Einführspitze kann hygienisch in die Harnröhre eingeführt werden, um den keimbesiedelten Harnröhreneingang, ohne Kontakt zum Katheter zu überwinden.



**Curan Complete Kompaktsystem**  
Auffangbeutel: 1.000 ml  
HMN 15.25.14.8001



**Curan Closed System**  
Auffangbeutel: 1.500 ml  
HMN 15.25.14.8040

### Curan Complete mit Auffangbeutel, 1.000ml

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	40 cm	CURAN-CC12	19341933
CH 14	40 cm	CURAN-CC14	19341956

**Verpackungseinheit:** 30 Stück

**Verpackung:** steril

### Curan Closed System mit Auffangbeutel, 1.500ml

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	40 cm	CURAN-CB10	19341850
CH 12	40 cm	CURAN-CB12	19341867
CH 14	40 cm	CURAN-CB14	19341896
CH 16	40 cm	CURAN-CB16	19341904

**Verpackungseinheit:** 25 Stück

**Verpackung:** steril



Einführspitze

Abbildungen können vom Original abweichen