



IK-Einmalkatheter

- ✓ Sehr gute Gleitfähigkeit durch hydrophile Beschichtung.
- ✓ Sofort einsatzfähig durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Atraumatische Anwendung durch abgerundete Drainageaugen.
- ✓ Berührungsfreie Anwendung und gute Führbarkeit des Katheters durch leicht zu lösendes Griffstück.
- ✓ Gute Griffigkeit des Griffstücks ermöglicht gute Handhabung, auch bei eingeschränkter Fingerfertigkeit.
- ✓ Konnektion von Urinauffangbeutel und/oder Instillationslösung über Konus des Griffstück leicht möglich.



Atraumatische, abgerundete Drainageaugen




CARE CATH *Leiv*

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	41 cm	LEIV-H1241	18890833
CH 14	41 cm	LEIV-H1441	18890856
CH 16	41 cm	LEIV-H1641	18890862

Verpackungseinheit: 30 Stück

Verpackung: steril

HMN: 15.25.14.7012



Griffigkeit des Griffstücks

Abbildungen können vom Original abweichen