

Produktspezifikationen:

- ✓ Sehr gute Gleitfähigkeit durch hydrophile Beschichtung.
- ✓ Sofort einsatzfähig durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Atraumatische Anwendung durch abgerundete Drainageaugen.
- ✓ Optimale Länge von 17 cm gewährleistet vollständige Blasenentleerung.
- ✓ Berührungsfreie Anwendung und gute Führbarkeit durch richtige Steifigkeit des Katheters.
- ✓ Gute Griffigkeit des Griffstücks ermöglicht gute Handhabung, auch bei eingeschränkter Fingerfertigkeit.
- ✓ Konnektion von Urinauffangbeutel und/oder Instillationslösung über Konus des Griffstück leicht möglich.



Atraumatische, abgerundete Drainageaugen



| Größe | Länge | Artikelnummer | PZN |
|-------|-------|---------------|----------|
| CH 10 | 17 cm | LIV-H1017 | 18890885 |
| CH 12 | 17 cm | LIV-H1217 | 18890916 |
| CH 14 | 17 cm | LIV-H1417 | 18890922 |

HMN: 15.25.14.7011



Griffigkeit des Griffstücks